

प्रयोगको लागि निर्देशनहरू

InSure® ONE™
One Day Fecal Immunochemical Test

शरीर बाहिरनै गरिने (in vitro)
नैदानिक प्रयोगको लागि

नमुना सङ्कलनको लागि तैयारी

- परिक्षण सुरू गर्नुभन्दा पहिले सबै निर्देशनहरू पढ्नुहोस् ।
- तपाईंले कुनै खाना वा औषधि खान बन्द गर्नु पर्दैन ।
- फलफुल तथा सागसब्जी खाएमा परिक्षणको यथार्थता बढ्न सक्छ ।
- सबै बस्तुहरू रहेको कुरा सुनिश्चित गर्न “किट सामग्री” सूची जाँच गर्नुहोस् ।
- यदि तपाईंको शौचालयको दिसापिसाब गर्ने भाँडोमा वा ट्यांकीमा कुनै सफाई गर्ने वा निलो बनाउने पदार्थ छ भने त्यसलाई हटाई दुइपटक शौचालय फलस गर्नुहोस् ।

चेतावनी तथा सावधानीहरू

केही अवस्थाहरूले गलत परिणाम देखाउन सक्छ;
तपाईंले निम्न अवस्थाहरूमा यो परिक्षण गर्नुहुँदैन, यदि:

- टेस्ट कार्डको प्रयोग गर्ने म्याद काटिसकेको छ भने ।
- टेस्ट किट क्षतिग्रस्त छ, फोहर छ वा कुनै पनि रूपमा तोडमरोड गरेको जस्तो देखिन्छ भने ।
- तपाईंलाई रक्तश्रावयुक्त पाइल्स भएको छ भने ।
- तपाईंको पिसाबमा रगत आएको छ भने, वा शौचालयको दिसापिसाब गर्ने भाँडोमा रगत देख्नुभयो भने । यस्तो अवस्थामा आफ्नो चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस् ।
- महिनावारी भएको बेलामा, हुनुभन्दा तीन दिन अगाडी वा तीन दिन पछाडी सम्म ।
- यदि तपाईंको हातमा कुनै रक्तश्राव भइरहेको काटेको घाउ वा चोट छ भने ।
- यदि तपाईंको शौचालयको दिसापिसाब गर्ने भाँडोको पानी नुनिलो वा खियायुक्त छ भने ।

प्रयोगको उद्देश्य

InSure® ONE™ परीक्षणले तपाईंको दिसामा केही रगत लुकेर रहेको छ की भनेर पत्ता लगाउँछ । रगत देखिनु तल्लो आन्द्राको समस्याको संकेत हुनसक्छ जसको उपचार गर्नु जरूरी हुन्छ । नमुना तपाईंको आफ्नो घरमा गोप्यरूपमा सङ्कलन गरिन्छ र त्यसपछिको परीक्षण प्रयोगशालाहरू वा चिकित्सकर्मिहरूका कार्यालयहरूमा गरिन्छ । InSure® ONE™ परीक्षण शरीर बाहिरनै गरिने (in vitro) नैदानिक प्रयोग मात्रको लागि हो ।

आई.भी.डी. (IVD) चिकित्सा उपकरण

InSure® ONE™ परीक्षणले आई.भी.डी. (IVD) चिकित्सा उपकरण निर्देशन 98/79/EC को पालना गर्दछ र यसमा CE चिन्ह लागेको हुन्छ ।

कार्यप्रणाली

InSure® ONE™ परीक्षण तल्लो आन्द्राको रक्तश्राव पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ । टुलोआन्द्रा र मलासयका रोगहरू जस्तै मासु पलाएको, टुलोआन्द्रा सुन्निएको, सानो आन्द्रामा थोरै-थोरै मात्रामा रगत बगेको । यदि तपाईंको दिसामा लुकेर रहेको रगत छ भने, त्यो दिसाबाट शौचालयको दिसापिसाब गर्ने भाँडोको पानीमा जान्छ । यदि नमुनामा रगत छ भने InSure® ONE™ किटमा एकपटकको दिसाबाट शौचालयको दिसापिसाब गर्ने भाँडोमा रहेको पानीको दुइवटा नमुना लिनको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू छन् । सङ्कलन कार्य सरल छ, दिसा चलाउने आवश्यकता पर्दैन र आफ्नो बाथरूम भित्र गोप्य रूपमा गर्न सकिन्छ ।

बनावट

परीक्षण किटमा प्रतिक्रियाशील तत्व समावेश छैन ।

किटका सामग्रीहरू

- प्रयोगको लागि निर्देशनहरू
- परीक्षण कार्ड
- ब्रस किट जसमा दुईवटा ब्रसहरू र दुईवटा फोहर राख्ने झोलाहरू हुन्छन् ।
- फिर्ता पठाउने स्वाम
- लेबल सहितको जवाफी फारम

भण्डारण तथा प्रवन्धन

परीक्षण कार्डलाई कोटाको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्छ । ताप तथा सिधा घामबाट सुरक्षित राख्नुहोस् । टेस्ट कार्डमा लेखिएको प्रयोग गर्ने म्याद कट्टु नै किटको प्रयोग गर्नुहोस् ।

परिक्षणको सीमितता

यो परिक्षणले तपाईंको दिसामा मानव रगत पत्ता लगाउँछ । पेट र आन्द्राका धेरै समस्याहरूले गर्दा तपाईंको दिसामा रगत आउन सक्छ । यदि तपाईंले परिक्षणको नतिजा “पोजेटिभ” पाउनु भयो भने चिकित्सकद्वारा थप परिक्षण र मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

यो परिक्षणले तपाईंको चिकित्सकले गर्ने तपाईंको नियमित शारीरिक वा मलासयको परिक्षणको ठाउँ लिन सक्दैन ।

“नेगेटिभ” परिक्षणको नतिजाले नमुनाहरूमा कुनै मानव रगत थिएन भन्ने जनाउ दिन्छ । यद्यपि टुलोआन्द्रा र मलासयका रोगहरू, जस्तै कुनै मासु पलाएको तथा टुलोआन्द्रा र मलासयका क्यान्सरहरूमा रक्तश्राव कहिलेकाहीँ मात्रै हुन वा हुँदैनहुन पनि सक्छ । यसको अतिरिक्त, रगत समान रूपमा दिसामा मिसिएको नहुन सक्छ र दिसामा रगत भए पनि वा तल्लो आन्द्रामा रोग भए पनि परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आउन सक्छ ।

प्रयोग गरिएका संकेतहरू

EC REP

युरोपेली समुदायको अधिकृत प्रतिनिधि



सावधान, प्रयोगको लागि निर्देशनहरू हेर्नुहोस्

LOT

ब्याच कोड



उत्पादनकर्ता



प्रयोग गरिसक्नुपर्ने मिति (वर्ष महीना दिन)

IVD

इन भिट्रो (In vitro) नैदानिक चिकित्सा उपकरण

36°F (2°C) 99°F (37°C)

तापक्रमको सीमा



जैविक जोखिम



पुनः प्रयोग नगर्नुहोस्

PATENTED

यो उत्पादन एक वा सो भन्दा बढी पेटेन्टहरूद्वारा सुरक्षित गरिएको छ ।



CE चिन्ह



तापबाट पर राख्नुहोस्

CONTENTS

भित्र रहेका सामग्रीहरू

CAUTION

आन्तरिक प्रयोगको लागि हैन बालबालिकाहरूले पुग्न नसक्ने ठाउँमा राख्नुहोस् ।



Enterix Inc., A Clinical Genomics Inc. Company
236 Fernwood Ave., Edison NJ 08837 USA

EC REP

mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen
Germany



(यति वटा) परिक्षणहरूका लागि पर्याप्त सामग्री छन्

नमुना सङ्कलन प्रक्रिया सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू छन् भने वा कुनै मद्दत चाहिन्छ भने हामीलाई 1-800-531-3681 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

परिक्षण सुरू गर्नुभन्दा पहिले सबै निर्देशनहरू पढ्नुहोस् ।




चरण 1

- यी निर्देशनहरू, ब्रस किट र टेस्ट कार्ड बाथरूममा लैजानुहोस् ।
- दिसा गर्नुभन्दा पहिला शौचालय फ्लस गर्नुहोस् ।




चरण 2

- दिसा गरिसकेपछि, प्रयोग गरेको ट्वाईलेट पेपर शौचालयको दिसापिसाब गर्ने भाँडोमा नहाल्नुहोस् । बरू, उपलब्ध गराइएको निलो फोहर राख्ने झोलाहरू मध्ये कुनै एउटा प्रयोग गर्नुहोस् ।
- दिसा गरिसकेपछि, शौचालय फ्लस नगर्नुहोस् ।



चरण 3

- टेस्ट कार्डको "LIFT HERE FOR SAMPLE" लेखिएको पल्ला उठाएर त्यसको तल "1" र "2" भनेर दसाइएको सानो सेतो वर्गाकार कोठाहरूलाई खुला राख्नुहोस् ।



चरण 4

- एउटा निलो ब्रसको प्रयोग गरेर दिसाको सतहमा लगभग 5 सेकेण्डसम्म बिस्तारै ब्रस लगाउनुहोस् ।
- यदि दिसा पातलो छ भने दिसा चरिपरिको पानी चलाउनुहोस् ।
- पानीबाट ब्रस निकालेर यसमा रहेको बढी पानी वा दिसा हटाउन यसलाई एकपटक बिस्तारै हल्लाउनुहोस् ।



चरण 5

- ब्रसका रौँहरूले टेस्ट कार्डको "1" भनेर लेखिएको सानो, सेतो, वर्गाकार कोठामा लगभग 5 सेकेण्डसम्म बिस्तारै पोतेर पानीको मात्रै नमुना स्थानान्तरण गर्नुहोस् (वर्गाकार कोठामा केही दाग देखिन सक्छ) ।
- प्रयोग भएको ब्रस कुनै एउटा निलो फोहर राख्ने झोलामा फ्याक्नुहोस् र पछि बाहिर मिल्काईदिनुहोस् ।



चरण 6

- दोस्रो निलो ब्रसको प्रयोग गरेर, चरण 4 लाई दोहराउनुहोस् र नमुनालाई "2" भनेर लेखिएको सानो, सेतो, वर्गाकार कोठामा लगभग 5 सेकेण्डसम्म बिस्तारै पोतेर पानीको नमुना स्थानान्तरण गर्नुहोस् ।
- प्रयोग भएको ब्रस कुनै एउटा निलो फोहर राख्ने झोलामा फ्याक्नुहोस् र पछि फोहर फाल्ने भाँडोमा मिल्काईदिनुहोस् ।




चरण 7

- उक्काउन मिल्ने लेबलमा प्रहसँगै आफ्नो नाम, जन्ममिति र नमुना सङ्कलन गरेको मिति लेख्नुहोस् ।
- नमुना सङ्कलन गरेको मिति समावेश गर्न नबिसर्नुहोला ।
- लेबल उक्काएर यसलाई पल्लालाई पुनःटाल्न प्रयोग गर्नुहोस् ।



चरण 8

- जवाफी फारम पूरा गर्नुहोस् ।
- परीक्षण कार्ड र जवाफी फारमलाई उपलब्ध गराइएको पूर्व-भुक्तानी गरिएको पत्राचार गर्ने स्वाममा राख्नुहोस् ।
- यदि तपाईंको चिकित्साकर्मी वा प्रयोगशालाले तपाईंलाई पहिले नै प्रिन्ट गरिएको रिक्तयुजिशन फारम उपलब्ध गराएको छ भने त्यसलाई पनि फिर्ता पठाउने स्वाममा राखिदिनुहोस् ।



चरण 9

- उपलब्ध गराइएको स्वामको प्रयोग गरेर US mail मार्फत फिर्ता पठाउनुहोस् ।
- टेस्ट कार्डलाई तोकिएको प्रयोगशाला वा चिकित्साकर्मी कहाँ सकेसम्म चाँडो र नमुना सङ्कलन गरेको 14 दिन भित्र पठाउनुपर्छ ।
- तपाईंको चिकित्साकर्मीले नतिजा उपलब्ध गराउनुहुनेछ ।